

ZASTOSOWANIE	PROTOKÓŁ INTERFEJS	WYBÓR TRYBU	FILTR	ENERGIA J/CM2	CZAS TRWANIA IMPULSU MS	CHŁODZENIE	LICZBA PRZEJŚĆ	PO ZABIEGU
Usuwanie owłosienia	Bare	Motion: tryb szybkiego przesuwania; odpowiedni dla dużych partii ciała	640nm: typ skóry I ,II ,III	5-10	25-35 (tryb pracy statycznej)	4	Motion: 10 razy	Skóra w miejscu zabiegu jest lekko zaczerwieniona. Naciskając tkanę podskórną opuszkami palców, można wyczuć ciepło pod skórą. Widać wystające mieszki niektórych włosów.
		Static: tryb stałej pracy; odpowiedni dla małych partii ciała i działania precyzyjnego	695nm: typ skóry IV ,V				Static: 1 raz	
Leczenie przebarwień	Pigmented Lesions	Wybór zależy od typu skóry i koloru pigmentu. Dobierz odpowiedni adapter w zależności od tego, czy obszar zabiegowy jest duży, czy mały.	515nm: typ skóry I ,II ,III ,IV	6-12	20-30	4	1 raz	Pigmentacja leczonego obszaru jest wyraźnie ciemniejsza, z lekkim uczuciem ciepła. Tkanki wokół mogą być lekko zaczerwienione lub nie wykazują istotnej reakcji. Czasem występuje opóźniona reakcja, dlatego klienta należy obserwować przez 1–2 godziny po zabiegu.
			590nm: V					
Leczenie trądziku	Clear	Krok pierwszy: Trądzik	420nm	6-12	25-30	4	1 raz	Kolor miejsca dotkniętego trądzikiem staje się ciemniejszy, pojawia się lekkie uczucie ciepła i mrowienia.
		Krok drugi: Zaczerwienienia (blizny potrądzikowe lub PIH - Post-Inflammatory-Hiperpigmentation)	560nm	5-10	20-40	4	1 raz	Pojawia się lekkie uczucie ciepła i mrowienia.
		Krok trzeci: Typ skóry (zwężanie porów, odbudowa skóry)	800ST	8-11	10	4	1-2 razy	Uczucie ciepła
Terapia naczyniowa	Vascular	Rosacea - Trądzik różowaty	560nm: typ skóry I ,II ,III 590nm: IV ,V	6-12	20-45	4	1 raz	Naczynia krwionośne w leczonym obszarze znikają, stają się nieostre lub przybierają kolor purpurowo-czerwony.
		Facial Vessels - Naczynka na twarzy						
		Body Vascular - Naczynka na ciele	Wybierz adapter odpowiedni do dużego lub małego obszaru zabiegowego.					
		Cherry Angioma - Naczyniaki Rubinowe						
		Facial Bruise - Siniak na twarzy						

Odmładzanie skóry; Anti aging	Forever Young - Young	Base	590nm	6-12	20-45	4	1 raz	Po zabiegu można zauważyć wyraźne napięcie i uczucie delikatnego ciepła.
		Vascular	560nm	6-9			1 raz	
		Pigment	515nm	5-9			1 raz	
		Skin Tight	800ST	7-11			1-2 razy	
Rozjaśnianie i odmładzanie ciała	Forever Body - Young	Rozjaśnianie skóry	515nm	5-8	20-45	4	1-2 razy	
		Ujędrnianie skóry	800ST	7-11			1-2 razy	
Szybkie odmładzanie skóry, szybkie usuwanie ziemistej cery oraz ujędrnianie.	Skin Tight III Uwaga: jest to zabieg precyzyjny (FILTRY ST). Impulsy są szybsze. Liczba impulsów na sekundę jest większa. Dzięki temu można bardzo szybko osiągnąć odmłodzenie skóry w bardzo krótkim czasie.	Motion: Szybka obsługa, funkcja szybkiego usuwania matowej skóry, odmładzanie skóry.	590ST/695ST	7-11	20-45	4	Motion: 10 razy	Po zabiegu można zauważyć wyraźne napięcie i uczucie delikatnego ciepła.
		Static: jego funkcją jest ujędrnianie skóry, przeciwdziałanie starzeniu się, zwężanie porów.	800ST				Static: 1-2 razy	